

HANDI-UMLAGERUNGSHILFEN

Verlegen ohne zu Heben




- Umbetten ohne Friktion
- Eine breite Skala für diverse Transfers
- Einfache Handhabung
- Sicher und bequem
- Selbständiger Gebrauch möglich
- Preiswert



Handi-Move INTERNATIONAL

DER SPEZIALIST VON INNOVATIVEN UND ZUVERLÄSSIGEN HEBE- UND PFLEGESYSTEME

HANDI-GLEITLAKEN




Art.nr: 3600 (standard)

Art.nr: 3602 (kompakt)

- Einfache Bewegung durch geringe Reibung.
- Sicheres Verlegen von Personen im Bett.
- In 2 Größen erhältlich.
- Standard 122 x 71 cm
- Kompakt 72 x 70 cm

HANDI-GLEITMATTE



Art.nr: 3605 (groß)

Art.nr: 3606 (klein)

- Gepolsterte version des Handi-Gleitlakens.
- Bestens geeignet für Transfers zwischen in der Höhe unterschiedlichen Ebenen.
- Maxi-Gleitmatte 190 x 65 cm
- Mini-Gleitmatte 72 x 70 cm

HANDI-EINBAHNGLEITLAKEN




Art.nr: 3603 (Sessel)

Art.nr: 3604 (Bett)

- Gleitet nur in eine Richtung.
- Verhindert Zurückschlupfen im Bett oder auf dem Stuhl.
- Für den Sessel 45 x 40 cm
- Für das Bett 80 x 70 cm


HANDI-RUTSCHBRETT



Art.nr: 3615

- Leichte Kunststoffkonstruktion.
- Leichte Gleittransfers in Sitzhaltung.
- Selbständiger Gebrauch möglich.
- Stabil und solide.
- Länge 666 mm
- Breite 200 mm
- Dicke 25 mm
- Gewicht 0,9 kg


HANDI-DREHSCHIBE



Art.nr: 3613 (duo 380 mm)

- Einfacher Transfer vom Bett zum (Roll-)Stuhl oder zum Toilette.
- Verhindert Reibung der Füße beim Drehen.
- Durchmesser 38 cm
- Höhe 1 cm
- Maximale Belastung 127 kg

HANDI-SICHERHEITSBAND




Art.nr: 3608 (geschlossen)

Art.nr: 3609 (offen)

- Gepolstertes Band.
- Hilfe beim Aufstehen, beim Verlegen im Bett und Lageänderung der Beine.
- Höhe 21,5 cm
- Breite 62 cm (3609)
- Höhe 16,5 cm
- Umfang Verstellbar von 41 cm bis 114 cm (3608)


HANDI-ROTATIONSKISSEN



Art.nr: 3614

- Sanfte, gepolsterte Drehscheibe.
- Wird eingesetzt zum Drehen in Sitzhaltung auf dem Stuhl oder Bett.
- Selbständiger Gebrauch möglich.
- Durchmesser 38 cm
- Höhe 0,8 cm

ROLBORD



• **Art.nr: 3616: Standard**

• **Art.nr: 3617: Flexibel**

- 160 cm x 48 cm

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an: