

HANDI-SLIDES

Verplaatsen zonder tillen




- Verplaatsen zonder wrijving
- Een ruim gamma voor velerlei transfers
- Eenvoudig te gebruiken
- Veilig en comfortabel
- Autonoom gebruik mogelijk
- Budgetvriendelijk



TECHNISCHE SPECIFICATIES

HANDI-GLIJLAKEN




Art.nr: 3600 (standaard)

Art.nr: 3602 (compact)

- Gemakkelijke beweging door geringe wrijving.
- Veilig verschuiven van personen in het bed.
- Glijlaken Standaard 122 x 71 cm
- Glijlaken Compact 72x 70 cm

HANDI-GLIJMAT




Art.nr: 3605 (groot)

Art.nr: 3606 (klein)

- Gepolsterde versie van het Handi-glijlaken.
- Ideaal voor transfers met niveauverschil.
- Glijmat groot 190 x 65 cm
- Glijmat klein 72 x 70 cm

HANDI-EENRICHTINGSGLIJLAKEN




Art.nr: 3603 (zetel)

Art.nr: 3604 (bed)

- Glijdt in één richting.
- Voorkomt het onderuitglijden.
- Voor de zetel 45 x 40 cm
- Voor het bed 80 x 70 cm


HANDI-GLIJPLANK



Art.nr: 3615

- Lichte kunststofconstructie.
- Gemakkelijke glijtransferin zithouding.
- Zelfstandig gebruik mogelijk.
- Bestendig en stevig.
- Lengte 666 mm
- Breedte 200 mm
- Dikte 25 mm
- Gewicht 0,9 kg


HANDI-DRAAISCHIJF



Art.nr: 3613 (duo 380 mm)

- Gemakkelijke draaitransfer van bed naar (rol)stoel of toilet.
- Voorkomt wrijving van de voeten bij het draaien.
- Diameter 38 cm
- Hoogte 1 cm
- Maximale draagkracht 127 kg

HANDI-VEILIGHEIDSBAND




• **Art.nr: 3608 (gesloten)**

• **Art.nr: 3609 (open)**

- Gepolsterde band.
- Hulp bij het opstaan, herpositioneren in bed en verplaatsen van de benen.
- Hoogte 21,5 cm
- Breedte 62 cm (3609)
- Hoogte 16,5 cm
- Omtrek verstelbaar van 41 cm tot 114 cm (3608)


HANDI-ROTATIEKUSSEN



Art.nr: 3614

- Zachte, gepolsterde draaischijf.
- Gebruikt om in zithouding te draaien op stoel of bed.
- Zelfstandig gebruik mogelijk.
- Diameter 38 cm
- Hoogte 0,8 cm

ROLBORD



• **Art.nr: 3616 : standaard**

• **Art.nr: 3617: flexibel**

- Afmeting: 160 cm x 48 cm
- inclusief hoës

Voor een vrijblijvende demonstratie of verdere inlichtingen: