

Modell 2781-2782

# FREISTEHENDES SCHIENENSYSTEM

Ein Schienensystem ohne Verankerung.




- Lösung ohne Bohren in Wänden oder in der Decke.
- Als temporäre oder dauerhafte Lösung. Einfach anzubringen, zu bedienen oder zu entfernen.
- Die Länge der Schiene kann angepasst werden, sodass die Seitenstützen an den Wänden angebracht werden können.
- Die Breite und die Höhe werden je nach verfügbarem Platz angepasst.
- Zu kombinieren mit einem Deckenlifter oder Umhänge-Deckenlifter.



Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

# FREISTEHENDES SCHIENENSYSTEM



## ● Technische Daten

### ALLGEMEINES

Sichere Belastung: .....240 kg  
 Schiene: ..... Verstärktes Aluminium, weiß lackiert  
 Seitenstützen: .....Aluminium, grau lackiert

### ABMESSUNGEN

**A** Länge: ..... Max. 5.000 mm (kann je nach verfügbarem Platz gewählt werden)  
**B** Höhe: .....Max. 2.500 mm (kann je nach verfügbarer Raumhöhe gekürzt werden)  
**C** Länge Fuß: ..... 1.000 mm  
**D** Höhe Fuß: ..... 30 mm



Für weiterführende Informationen  
wenden Sie sich bitte an

