




# ZWEMBADLIFT + SOKKEL A

## ZWEMBADLIFT



Afmetingen (mm)

A	1840
B	1305
C	540
D	350
E	1700
F	550
G	500

Max. tilvermogen	135 kg
Batterijen	2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah
Laadtoestel	separaat

Diameter van de wielen	100 mm
Constructie	ALU ; RVS ; gelakt
Handbediening	elektrisch IP67

## SOKKEL A




# LICHAAMSONDERSTEUNING

## Tilbeugel

S	ref. 1025
S electrolytisch gepolijst (voorkomt corrosie in chloorrijke omgeving)	ref. 1027



+ Antislip beensteunen ref. 1080



## Standaard Tildoeek met maanvormige hoofdsteun en gepolsterde beenflappen

XS	ref. 3433
S	ref. 3430
M	ref. 3431
L	ref. 3432
XL	ref. 3434



+ Tiljuk ref. 2110 + 2111



## Badstoel (PVC)

Eén maat	ref. 3473
----------	-----------

+ Tiljuk ref. 2110



## Badtildoeek (PVC)

XS	ref. 3476
S	ref. 3463
M	ref. 3464
L	ref. 3465
XL	ref. 3477

+ Tiljuk ref. 2110

