

Modell 1260-1265

# Digitalwaage

Gleichzeitig Heben und Wiegen



- Für die meisten Handi-Move Hebegeräte geeignet
- Automatische Nullstellung
- Minimaler Höhenverlust
- Großes, leicht ablesbares Display
- 2 Jahr Garantie
- Wiegegenauigkeit 100 g
- Klasse III

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)


# Digitalwaage

## 2 Versionen

Digitale Waage Klasse III..... Art. #1260  
 Geeichte digitale Waage Klasse III ..... Art. #1265

## Abmessungen und Angaben

Maximale Höchstlast: ..... 300 kg  
 Batterien:..... 6 x 1,5 V Typ AAA  
 Maximale Höhe:..... 240 mm  
 Maximale Breite:..... 160 mm  
 Maximale Tiefe:..... 65 mm



Für weiterführende Informationen  
 wenden Sie sich bitte an

© 27-04-2021 • Handi-Move • v1.0

**Handi-Move nv**

Ten Beukeboom 13, B-9400 Ninove • Tel. +32 54 31 97 10  
 info@handimove.com • www.handimove.com