

Model 1074-1079

## Beensteunen

Voor elke beperking de geschikte beensteunen




- Beensteunen vormen een onmisbaar toebehoren om iemand met de tilbeugel te kunnen tillen.
- Ze maken het mogelijk de druk en het lichaamsgewicht gelijkmatig te verdelen.
- Ze zorgen er ook voor dat het lichaam zich tijdens het tillen in evenwicht bevindt en dat de rug mooi recht blijft.
- De beensteunen zijn eenvoudig aan te brengen onder alle omstandigheden.
- Ze zijn gemaakt van onderhoudsvriendelijk en roestbestendig materiaal.
- De gepatenteerde beensteunfix verhoogt het comfort.

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

# Beensteunen

## ● Versies en afmetingen




Art. n° 1074 S-M-L-XL (anti-slip)  
Art. n° 1077 S-M-XL

Art. n° 1075 M (anti-slip)  
Art. n° 1078 M

Art. n° 1076 S-M (anti-slip)  
Art. n° 1079 S-M

Art. n°	Omschrijving	Kleur	A [mm]	B [mm]
<b>1074S</b>	Standaard anti-slip small	zwart	160	130
<b>1074M</b>	Standaard anti-slip medium	zwart	220	180
<b>1074L</b>	Standaard anti-slip large	zwart	285	250
<b>1074XL</b>	Standaard anti-slip extra-large	zwart	310	250
<b>1075M</b>	Zit-beensteunen anti-slip medium	zwart	220	150
<b>1076S</b>	Spierdystrofie anti-slip small	zwart	160	130
<b>1076M</b>	Spierdystrofie anti-slip medium	zwart	220	180
<b>1077S</b>	Standaard small	grijs	160	130
<b>1077M</b>	Standaard medium	grijs	220	180
<b>1077XL</b>	Standaard extra-large	grijs	310	250
<b>1078M</b>	Zit-beensteunen medium	grijs	220	150
<b>1079S</b>	Spierdystrofie standaard small	grijs	160	130
<b>1079M</b>	Spierdystrofie standaard medium	grijs	220	180



Voor een vrijblijvende demonstratie  
of verdere inlichtingen

