

Modèle 1245-1246

# Balance digitale

Lever et peser en même temps



- Pesée jusqu'à 200 kg
- Utilisable en combinaison avec la plupart des appareils Handi-Move
- Après la mise sous tension: mise à zéro automatique
- Écran clair et grand
- Encombrement minimal
- 2 ans de garantie
- Balance étalonnée Classe III disponible
- Balance précise (100 gr)

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

[www.handimove.be](http://www.handimove.be)

[www.handimove.fr](http://www.handimove.fr)


# Balance digitale

## 2 Modèles

Balance Handi-Move standard..... Art. #1245  
 Balance Handi-Move étalonnée (Classe III)..... Art. #1246


## Dimensions et données

Charge maximale:..... 200 kg  
 Batteries: ..... 4 x 1,5 V type AA  
 Hauteur maximale: ..... 240 mm  
 Largeur maximale: ..... 160 mm  
 Profondeur maximale: ..... 65 mm



## Extra

- Possibilité de passer de l'affichage de la valeur du poids du système de préhension (Sangle avec Fléau ou Châssis-Mains Handi-Move) à l'affichage du poids du patient.
- Livré avec écrou de sécurité et clé de serrage correspondant



Pour une démonstration sans engagement  
et de plus amples renseignements

